

X.I.Q.U.E.T.A.
Xarxa d'Investigadors Quàntics
Unitat d'Experts
Transtemporals d'Alacant



Dissenyat per la doctora
Àngela Esteve i construït pel
seu equip.

©2016 Doctora Àngela Esteve



transportador espaitemps
X.I.Q.U.E.T.A.

Introducció:

La màquina està formada per un portal que permet el teletransport immediat a l'època i a la data elegida.

Amb un ordinador qualsevol, executant el programari es pot seleccionar el destí i l'època.

Es pot seleccionar el lloc de viatge a la pantalla de la màquina i el lloc concretat es visualitza a l'interior.

Funcionament:

Connectar la màquina a l'electricitat i a un ordinador. Pulsar el botó en posició ON al disruptor daurat. Assegurar-se que a la pantalla de l'ordinador s'executa el programari i hi surt el missatge de benvinguda.

Una vegada aparegui aquest missatge, s'ha de seleccionar el lloc i l'espai de destí a la pantalla de la màquina mitjançant el programa.

Quan es té seleccionat, s'ha d'entrar al portal, sempre amb les cortines tancades i pulsar el botó del centre.

En accionar aquest botó es sentirà un zumbig que indica que s'està duent a terme un canvi molecular a nivell espai-temporal.

Al mateix temps s'il·luminarà un rètol amb el destí. Quan els indicadors lluminosos es posin en verd, es podrà sortir per la part oposada a la que s'ha entrat.

Per a anar a l'espai seleccionat s'ha d'entrar deixant la pantalla a la dreta.

Per tornar al present s'ha de fer el recorregut invers, (quedant la pantalla a l'esquerra) sense ser necessari tornar a pulsar ja que l'efecte del canvi molecular s'inverteix automàticament quan es creua en sentit oposat.